



WEYERGANS

future health

DER TRICK MIT DEM VAKUUM

SPM[®]

MEDICAL



Original Saugpumpen-Massage

Die Behandlungen sind gut erlern- und delegierbar.
The treatments are easy to learn and can be delegated.



Einsatzgebiete: Rehabilitation, Lymphologie, Phlebologie, Rheumatologie, Orthopädie, Praxisparallele Gesundheitscenter.

Indikationen: Physikalische Therapie bei Ödemen, venöser Insuffizienz, posttraumatischen Syndromen (auch Sudeck-Syndrom), Dupuytren-Kontraktur, Myogelosen, orthopädisch-traumatologischen Beschwerden (insbesondere Bandverletzungen, Muskelfaserrissen), generalisierten Tendomyopathien, Fibrosen, Lipodystrophie, postoperativ nach Liposuction, Hautblutungen, Akne, Striae, Wunden und Narben (auch bei Verbrennungen). In der Sportmedizin auch zur Leistungssteigerung und schnelleren Regeneration.

Technische Daten: 230 V / 120 Watt, Unterdruck: 0 bis -400 mbar. Zwei Ausgänge für den wahlweisen Betrieb von einem oder zwei Behandlungsköpfen gleichzeitig. Umschaltbar zwischen Dauer- und Impuls-Unterdruck. Impulsdauer in 0,1 sec. Schritten einstellbar. Größe: 430 x 185 x 350 mm (BHT). Stabiles Kunststoffgehäuse (ABS). Farbe: blau / grau.


Sehr breites Einsatzgebiet, lukrative Spezialbehandlungen, delegierbar. Bauartzulassung und zertifiziert nach EN 46001 (CE 0535).

Original SPM:
Pur wirksam durch Unterdruck

Herstellung und Vertrieb:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Düren

Tel. +49-(0) 24 21-96 78-0
Fax +49-(0) 24 21-96 78-20
info@high-care.de · www.weyergans.de



Unterschiedliche Behandlungsköpfe für jedes Areal
Different treatment heads for each body zone



Mit Unterdruck massieren - in jede Richtung!
Massage with negative pressure - in every direction!



WEYERGANS


future health

THE TRICK WITH THE VACUUM

SPM[®]
MEDICAL

Original Suction Pump Massage

Expanded services and lucrative special treatments
Breites Einsatzgebiet und lukrative Spezialbehandlungen



Areas of use: rehabilitation, lymphology, phlebology, rheumatology, orthopaedics, practice parallel health centres.

Indications: physical therapy for oedemas, venous insufficiency, post-traumatic syndromes (also Sudeck syndrome), Dupuytren's contracture, myogelosis, orthopaedic-traumatologic complaints (in particular ligament injuries, muscle fibre ruptures), generalised fibromyalgia, fibrosis, lipodystrophy, post-operative after liposuction, skin bleeding, acne, striae, wounds and scars (also burns). In sport medicine also for improvement of performance and faster regeneration.

Technical data: 230 V / 120 Watt, negative pressure: 0 to -400 mbar. Two negative pressure outlets (optional use of one or two pistols). Switch-selected continuous or impulse negative pressure. Duration of impuls adjustable in paces of 0.1 sec. Dimensions: 430 x 185 x 350 mm (WHD). Robust plastic housing. Colour: blue / grey.

Extensive range of uses, lucrative special treatments, can be delegated. Construction type registration and certified according to EN 46001 (CE 0535).


Original SPM: Highly effective through negative pressure

Production and sales:

Weyergans High Care AG
An Gut Boisdorf 8 · D-52355 Dueren
Tel. +49-(0)24 21-96 78-0
Fax +49-(0)24 21-96 78-20
info@high-care.de · www.weyergans.com



Massage with negative pressure - in every direction!
Mit Unterdruck massieren - in jede Richtung!



Construction type registration and certified according to EN 46001 (CE0535)
Bauartzulassung und zertifiziert nach EN 46001 (CE 0535)